



BF 700 Impédancemètre

Connexion innovante entre le smartphone et le pèse-personne

Grâce à la technologie *Bluetooth®SMART* (4.0) - Gardez un oeil sur vos valeurs mesurées et données corporelles à la maison ou en déplacement

Avec l'application à télécharger

Transfert des données via *Bluetooth®* lorsque l'application est en marche

Ecran LCD noir avec éclairage blanc des chiffres

Taille des chiffres: 23 mm

Affichage des 3 initiales de l'utilisateur

4 électrodes en acier inoxydable brossé

Affichage poids, graisse, eau corporelle, taux de muscle, masse osseuse, AMR/BMR et BMI

Graduation:

- 0,1% pour graisse, eau corporelle, taux de muscle
- 100 g pour poids, masse osseuse

5 niveaux d'activité

Capacité de charge: 180 kg

8 mémoires avec reconnaissance automatique de l'utilisateur

Arrêt automatique

Technologie: Quick Start

Sélecteur kg, lb, st

Affichage en cas de surcharge

Taille: 30 x 30 x 2,3 cm

Poids: env. 2040 g

3 piles AAA de 1,5 V incluses

5 ans de garantie

UE: 3 / Carton de transport: -

N°EAN: 4211125 74834 0

N° d'art.: 748.34



BF 700 Diagnostic scale

Innovative networking between smartphone and scale

With *Bluetooth®SMART* technology - keep track of your measurements and body data at home and on the move

Inklusive App for downloading

Automatic data transfer within the *Bluetooth®* range if the app is open

Black LCD display with white illuminated digits

Digit size: 23 mm

Displays 3 initials of the user

4 electrodes made of brushed stainless steel

Display of body weight, body fat, body water, muscle ratio, bone mass, AMR/BMR and BMI

Division:

- 0,1% body fat, body water, muscle ratio
- 100 g for body weight, bone mass

5 levels of activity

Capacity: 180 kg

8 user memories with automatic user recognition

Automatic switch off

Quickstart

Change over to kg/lb/st

Overload indication

Product measurements: 30 x 30 x 2.3 cm

Product weight: approx. 2040 g

3 x 1.5V AAA batteries included

5 year guarantee


Sales unit: 3 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 74834 0

Item no.: 748.22 white



Mise en marche facile du BF 700 Easy commissioning BF 700



Insertion des piles (3xAAA, 1,5V)
Insert batteries (3 x AAA, 1.5 V)



Activation du Bluetooth sur
votre smartphone
Activate Bluetooth in the
smartphone settings



Installer "Beurer Healthmanager"
depuis l'App Store
Install "Beurer Healthmanager"
from the App Store



Démarrer l'application et suivez
les instructions
Start the app and
follow the instructions



Choisissez le BF 700 sur l'application
Select BF 700 in the app



Assignez un utilisateur lorsque
l'application vous le demande
Assign the user when
requested to do so by the app